

Bien'net Gel SDD

Nettoyant détartrant désinfectant des cuvettes WC & urinoir



Caractéristiques

Nettoie, détartré et désinfecte en une seule opération. Désodorise et laisse une agréable odeur de propreté. Excellente adhérence aux parois pour une action prolongée et une efficacité renforcée. Le flacon flex facilite le traitement des parties difficilement accessibles comme l'intérieur de la cuvette.

Mode d'emploi

Appliquer Bien'net Gel SDD sous le rebord de la cuvette afin de laisser le gel recouvrir les parois. Laisser agir au minimum 5 min pour une action bactéricide. Frotter et rincer. Pour plus de rémanence du parfum, laisser agir plus longtemps avant de rincer.

Propriétés microbiologiques

Bactéricide (Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Enterococcus hirae)

EN1276 5min, 20° C, Condition de saleté Albumine bovine 3g/l

EN13697 15min, 20° C, Condition de saleté Albumine bovine 3g/l

Levuricide (Candida albicans)

EN1650 15min, 20° C, Condition de saleté Albumine bovine 3g/l

EN13697 15min, 20° C, Condition de saleté Albumine bovine 3g/l

Conditionnement

Flacon de 750ml surreballé par 6

Données physico-chimiques

Liquide bleu profond

Odeur : fraîche et agréable

pH pur : 3.0 +/- 0.2

Densité à 20°C : 1,03 +/- 0,01.

Composition

Moins de 5% de tensio-actif anionique et non ionique

Désinfectant : Acide lactique n° CAS 79-33-4 : 9,8 g/l

Parfum, colorant.

Législation - Sécurité

Produit d'usage externe. Ne pas avaler. Usage professionnel. Les agents de surface respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons de Nancy 03 83 32 36 36

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site internet.

Usage biocide : TP2. • Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



L'atout Bien'net

Pas d'étiquetage de danger.
Désinfectant sans ammonium quaternaire, réduit les risques de dermatites de contact irritante ou allergiques.
Compatible en cas de raccordement à une fosse septique.

Un produit Elidis distribué par Aveline

Tél : 02 47 63 18 92 / contact@avelinepro.fr

www.avelinepro.fr



Bien^{net}

Le cahier des charges

SANTE



Sans pictogramme de risque pour la santé
Sans substances soumises à VLER,
Sans étiquetage allergène,
Sans substances classées CMR
Sans substances préoccupantes Selon REACH



ERGONOMIE

Efficacité des produits
Poids des suremballages limité à 10kg
Moyen de dosage
Instructions précises
Code couleur
Charte graphique



ENVIRONNEMENT

Sans substances eutrophiantes (EDTA, phosphate, phosphonate...)
Sans nitromusc ni musc polycyclique
Sans Ammonium quaternaire
Sans Chlore



Lecture des pictos



Cuisine

Sol

Alimentaire

Sanitaires

Utilisation
pulvérisateur

Désinfectant

Utilisation
gel

Utilisation
machine

Un produit Elidis distribué par Aveline

Tél : 02 47 63 18 92 / contact@avelinepro.fr

www.avelinepro.fr

